

Quattro FX

תיאור כללי



המדידה, ההתאמה והאיטום של ה- Quattro המותאם המדידה כלי. ופשוטה מהירה FX אישית למשתמש מאפשר תהליך מדידה פשוט ומדויק.

לאחר ביצוע המדידה בצורה נכונה, הרכבת המסיכה פשוטה גם היא, באמצעות שיטת Swing Seal:

1. ראשית, מקמו את הכרית בזווית על גשר האף...

2. לאחר מכן, הורידו את החצי התחתון של המסיכה כלפי מטה, ואטמו אותה כנגד הפנים. Quattro FX: מתאימה היטב, אטומה היטב, בפעם הראשונה ובכל שימוש נוסף.

קליניטיקה חלוצי התעשייה 15 ת.ד. 10573, מפרץ חיפה, מיקוד 26119

