

מיכלי חנקן פתוחים סדרה LD



תיאור כללי

חברת קליניטיקה הנה הנציגה הבלעדית של חברת WHARTON TAYLOR בארץ. סדרת חנקן של ונוח, בטוח אחסון מאפשרת LD נוזלי בכמויות קטנות, הסדרה כוללת מכלים בנפחים 4,5,10,25 ו-50 ליטר. קיים דיואר עם פתח רחב (LD5) ודגם בסגנון כד קל לשפיכה (LD4). הסדרה כוללת קו שלם של ואיכותיים מודרני בקו מעוצבים Dewars המכלים קלי משקל, יציבים, מאפשרים זמן שימור חנקן ארוך ואופטימלי עם גישה נוחה לחנקן הנוזלי.

מאפיינים

דגם 4LD דגם זה מושלם עבור שפיכה מדויקת בכמויות קטנות של חנקן נוזלי. נהדר עבור עבודה במעבדה או פרזנטציות מדעיות בכיתה. נפח: 4 ליטר זמן שימור: 10 ימים דגם 5LD קעם פתח רחב, דגם זה משמש לעתים קרובות להקפאת מגוון רחב של פריטים בקלות ובבטיחות. מניסויים מדעיים חינוכיים ולשימושים תעשייתיים. נפח: 5 ליטר זמן שימור: 6 ימים דגם 10LD אחד הדגמים הפופולריים ביותר לאחסון חנקן נוזלי, 10LD הוא בדיוק בגודל הנכון עבור הרופא, המורה או כל גורם מקצועי אחר. נפח: 10 ליטר זמן שימור: 45 ימים דגם 25LD 25 LD הוא המיכל המועדף לאחסון חנקן נוזלי. בעל עיצוב עמיד וקיבולת אחסון אופטימלית. נפח: 25 ליטר זמן שימור: 109 ימים דגם 35LD ובתכונות בעיצוב LD 25 ל 35 דומה, המודל הזה הוא למי שצריך נפח קצת יותר גדול של חנקן נוזלי. תכולה: 35 ליטר זמן

מיכלי חנקן פתוחים סדרה LD

שימור: 152 ימים דגם 50LD דגם זה מיועד למשתמשים כבדים של חנקן נוזלי. מושלם עבור רופאי עור ואנשי מקצוע קולינריים וכאלה שמשתמשים בכמויות גדולות של חנקן נוזלי. נפח: 50 ליטר זמן שימור: 122 ימים

חומרי בנייה ובידוד מתקדמים, מכלים מעוצבים, בעלי ביצועים גבוהים ויעילות תרמית. מבנה המיכל- מעטפת חיצונית מאלומיניום עמיד וקל משקל והמחוזקת ע"י מבנה מצולעים. צבע עמיד הפעלה קלה -מכסה המבטיח סגר הדוק וגישה נוחה, ידיות גדולות לנוחות משתמש. ביצועי ואקום מעולים המספקים שימור חנקן לזמן מירבי. אפשרויות לציוד משלים : מכשיר להוצאת נוזל, עגלות, מצקת, כפפות ועוד.

קליניטיקה חלוצי התעשייה 15 ת.ד. 10573, מפרץ חיפה, מיקוד 26119

